

## IST IHR HÖRSYSTEM AKUSTISCH BARRIEREFREI?

Im Zuge der gesetzlichen Vorgaben auf EU-, Bundes- und Landesebene zur Umsetzung von Barrierefreiheit weisen wir auf folgenden Umstand hin:

Unter "Barrierefreie Hörsysteme" \*) sind vom "ÖSB-Österreichischer Schwerhörigenbund Dachverband" jene Hörgeräte, Cochlea-Implantate, etc. gemeint, in die eine **Induktionsspule** eingebaut ist. Diese muss vom Akustiker / Techniker lediglich aktiviert werden, um sie nutzen zu können.

**Die Aktivierung geschieht im Rahmen einer Anpassung, ist für Sie kostenlos und bringt viele Vorteile!**

Durch die aktivierte Induktionsspule im Hörsystem können Sie in bestimmten Situationen, wo Hörsysteme an ihre Grenzen stoßen, mit diversen Zusatzhilfsmitteln Ihr Verstehen sowohl beruflich als auch privat maßgeblich erleichtern & verbessern!

Die Induktionstechnologie ermöglicht Ihnen, durch Geräuschausblendung der Umgebung ein besseres Verstehen. Das Gehörte wird über das entsprechende hörtechnische Zusatzhilfsmittel direkt und kabellos in Ihr Hörsystem eingespeist. Die Sprachverständlichkeit wird dadurch wesentlich optimiert.

**Gerne können Sie die Vorteile von Induktionstechnologie in unserem Beratungszentrum kostenlos testen!**

Diese Technologie kann beim Telefonieren durch speziell ausgestattete Telefone im Festnetz und Mobilbereich, beim Fernsehen, Radiohören, im Kino, Kirchen oder Theater sowie bei Vorträgen, Seminaren, Besprechungen, Gruppendiskussionen durch induktive Höranlagen oder Funkanlagen etc. eingesetzt werden, um nur einige Beispiele zu nennen.

**Alle genannten hörtechnischen Zusatzmöglichkeiten sind nur mit einer aktivierten Induktionsspule im Hörsystem nutzbar und mit all diesen Produkten kompatibel.**

Denken Sie daher bitte daran, bei der Anschaffung eines Hörsystems parallel eine aktivierte Induktionsspule zu verlangen, um in weiterer Folge bei Bedarf eine Vielzahl an Zusatztechnologien verwenden zu können!

⇒ Klient:inneninfo zum Mitnehmen!